KATALÓG PULZNEJ MAGNETOTERAPIE

PRE ODBORNÉ PRACOVISKÁ FYZIOTERAPIE



DIMAP



2019

ENERGOPROGRES, s.r.o.
Drobného 27, 84101 Bratislava

e-mail: info@magnetoterapia.sk
web: www.magnetoterapia.sk

hot line: 0903 901 185
tel. +421(0)2 5262 3847

GENERÁTORY PULZNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA



DIMAP V Arduino

- 4 samostatné výstupy A,B,C,D
- Velký barevný dotykový displej
- Paměťový režim individuální/společný
- Komunikace s PC (Win 10)
- Vestavěná knihovna aplikací
- Frekvenční rozsah 2-200Hz, Pulzní vlna
- Volitelný jazyk: čeština, angličtina, francouzština
- Komunikační modul lze objednat jako nadstandartní příslušenství



DIMAP VF

- Frekvenční volba 1-50Hz
- Paměť při výpadku proudu uchovává veškeré nastavení
- Možnost připojení aplikátorů s maximální ochranou obsluhy
- Individuální/společné nastavení
- **TYP VF 2 výstupy** (2x75 programů)
- **TYP VF 4 výstupy** (4x75 programů)



DIMAP VM

- Frekvenční volba 1-200Hz
- Paměť při výpadku proudu uchovává veškeré nastavení
- Možnost připojení aplikátorů s maximální ochranou obsluhy
- Individuální/společné nastavení
- **Paměť pro databázi 20 pacientů**
- **TYP VM 2 výstupy** (2x78 programů)
- **TYP VM 4 výstupy** (4x78 programů)



DIMAP Bioconfort


- Dvouvýstupový přenosný přístroj
- Programy A, B, C, 0-13
- Frekvenční, časová, intensitní volba
- Intensita 1-10
- Digitální displej
- LED indikace
- Akustická a optická signalizace
- Systém ochran proti přetížení, zkratu
- Toroidní trafo se sníženým vyzařováním

ENERGOPROGRES, s.r.o.
Drobného 27, 84101 Bratislava
e-mail: info@magnetoterapia.sk
web: www.magnetoterapia.sk
hot line: 0903 901 185
tel. +421(0)2 5262 3847

KLINICKÉ APLIKÁTORY PULZNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA

A1H

Plochý univerzální kruh (disk)
Průměr 22cm, tloušťka 3cm
Použití: místní aplikace v oblasti ruky, zápěstí, loktu, kyčle, paty, hlavy...



A2Hu

Dvoucívkový ohebný aplikátor
Příslušenství: fixační pásek PF (součást balení)
Použití: oblast ramenních kloubů, kolen, kyčlí, ledvin
Rozměry: 27x67x3cm



A3H

Lůžkový čtyřcívkový aplikátor s podhlavníkem
Použití: oblast páteře a zad
Rozměry: 98x42x4cm



S2H30

Solenoid válec o průměru 30cm
Použití: oblast horních i dolních končetin, klouby, vhodný též jako dětský celotělový
Aplikace se provádí vsedě nebo vleže vsunutím končetin/y pacienta do aplikátoru



ENERGOPROGRES, s.r.o.
Drobného 27, 84101 Bratislava
e-mail: info@magnetoterapia.sk
web: www.magnetoterapia.sk
hot line: 0903 901 185
tel. +421(0)2 5262 3847

S1H60

Solenoid válec o průměru 60cm
Použití: horní polovina těla, kyčle, celotělový
Aplikace se provádí vleže na lůžku vsunutím solenoidu na pacienta přes dolní končetiny



S1H70

Solenoid válec o průměru 70cm
Použití: celotělový
Aplikace se provádí vleže vsunutím solenoidu na pacienta přes dolní končetiny
K aplikátoru S1H70 lze zakoupit klinické lehátko



S3H20

Solenoid válec o průměru 20cm
Použití: oblast horních končetin, vhodný jako dětský
Aplikace se provádí vsedě nebo vleže vsunutím končetin/y do aplikátoru



A2H3D

Třídílná dečka
Příslušenství: fixační pásek PF (součást balení)
Použití: hlubší aplikační účinky v oblasti kyčlí a ledvin
Levnější varianta S1H60 aplikátoru
Rozměry: 34x75x3cm



A2HD 34/40

Obdélník deska
Použití: lůžkový na část páteře, beder nebo hrudi
Rozměry: 34x40cm, tloušťka desky 3cm



ENERGOPROGRES, s.r.o.
Drobného 27, 84101 Bratislava
e-mail: info@magnetoterapia.sk
web: www.magnetoterapia.sk
hot line: 0903 901 185
tel. +421(0)2 5262 3847



LEHÁTKO S POSUVNÝM APLIKÁTOREM
Moderní, spolehlivé lehátko potažené koženkou
Lehce posuvný aplikátor S1H70
Aplikátor S1H70: celotělový, průměr 70cm, solenoid, aplikace se provádí vleže na lůžku vsunutím solenoidu na pacienta přes dolní končetiny

LIEČEBNÉ ZOSTAVY



SADY – přístroj DIMAP V + aplikátory	A1H	A2Hu	A3H	S2H30	S1H60
Č. 2 – přístroj VF4		✔		✔	
Č. 3 – přístroj VF2		✔		✔	
Č. 4 – přístroj VM4	✔	✔	✔	✔	✔
Č. 5 – přístroj VF4	✔	✔	✔	✔	✔
Č. 8 – přístroj VF4	✔	✔	✔	✔	
Č. 9 – přístroj VF4	✔	✔	✔	✔	S1H70



SADY – přístroj Arduino + aplikátory	A1H	A2Hu	A3H	S2H30	S1H60
Č. 1 – přístroj Arduino		✔		✔	
Č. 6 – přístroj Arduino	✔	✔	✔	✔	✔
Č. 7 – přístroj Arduino	✔	✔	✔	✔	
Č.10– přístroj Arduino	✔	✔	✔	✔	S1H70

APLIKÁTORY S MAGNETICKÝM STÍNĚNÍM PRO MAXIMÁLNÍ OCHRANU OBSLUHY	
A1H	Plochý univerzální kruh Ø 22x3 cm
A2Hu	Dvoucívkový ohebný aplikátor
A3H	Lůžkový čtyřcívkový aplikátor s podhlavníkem
S2H30	Solenoid, válec o průměru 30cm
S1H60	Solenoid, válec o průměru 60cm
S1H70	Solenoid, válec o průměru 70cm

CERTIFIKÁTY:

CENY PRÍSTROJOV, APLIKÁTOROV A ZOSTÁV: OBRATOM NA VYŽIADANIE.

DISTRIBÚCIA, SERVIS A ODBORNÉ PORADENSTVO – HOT LINE: +421 (0)907 743 899

ENERGOPROGRES, s.r.o.
Drobného 27, 84101 Bratislava
e-mail: info@magnetoterapia.sk
web: www.magnetoterapia.sk
hot line: 0903 901 185
tel. +421(0)2 5262 3847