


Jednoduchšia, rýchlejšia a efektívnejšia prvá pomoc


plum





Prostriedky prvej pomoci musia byť poruke

Menšie či väčšie nehody sa stávajú každý deň – taká je smutná realita. Preto je dôležité, ak sa stane nehoda aby prostriedky prvej pomoci boli vždy poruke.
Ponúkame vám a vašim kolegom široké spektrum prípravkov k rýchlemu, bezpečnému a hygienickému poskytnutiu prvej pomoci, nech je to poškrabanie, menšie porezanie alebo poranenie očí.



Vaše požiadavky sú pre nás najdôležitejšie:
Prostriedky prvej pomoci PLUM: široký výber náplastí, utierok na očistenie rany a výplachov očí. Môžete si vybrať výrobky presne podľa svojich požiadaviek. Pre nás je totiž najdôležitejšie, aby ste sa na svojom pracovisku v prípade nehody vedeli ochrániť pomocou produktov prvej pomoci.

To hlavné je: rýchlosť.
V prípade nehody môže rýchla pomoc zásadne ovplyvniť následky poranenia. Maximálne to platí pri nehodách očí ! Rýchla prvá pomoc je dôležitá aj v prípade takých menších poranení, ako sú škrabnutia a porezania. Môžete si tak rýchlejšie uľaviť a vrátiť sa späť k svojej práci.

Kľúčom je prístupnosť!
Nedá sa to dostatočne zdôrazniť . Prostriedky prvej pomoci musia byť poruke – nie za skriňou alebo v niektorej zásuvke, kde ich nemožno rýchlo a jednoducho nájsť. Preto naše výrobky možno namontovať tak, aby boli pre každého viditeľné a dostupné.Platí to pre každý náš výrobok .

O tomto všetkom sa dozviete viac na nasledovných stranách. Prečítajte si ich pozorne pred tým, ako sa stane ďalšia nehoda!

Prvá pomoc pri vyplachovaní očí



Máte iba dve oči
- dávajte si na ne pozor!

Vyplachovanie očí ešte nikdy nebolo také jednoduché!



Vyberte fľašu z držiaka!



Otočte vrchnákom, kým sa poistný prstenec neodlomí!



Zakloňte hlavu a priložte k očnej jamke špeciálny adaptér na fľaši, stlačte ju a vyplachujte oko!



Ak sa do oka dostane cudzie teleso, nakloňte hlavu dopredu a takto vyplachujte oko! (Ak nakloníte hlavu dopredu, predídete tomu aby vaše šaty zmokli!)

Dôležité: v prípade akéhokoľvek zranenia treba oči bez meškania opatrne vypláchnuť výplachom očí PLUM. Stláčajte fľašu opatrne a rovnomerne. Následne vždy vyhľadajte lekára a pokračujte vo vyplachovaní oka aj počas cesty.



Tvar adaptéru je ergonomický vzhľadom k tvaru očnej jamky – umožňuje tým pohodlné, hygienické a jednoduché použitie v prípade nehody.

Zrak je naším najdôležitejším zmyslom
Zrak je zmaximálne dôležitý pri väčšine pracovných postupov. Preto si dávajte pozor na zdravie vašich očí! Môžete pre ne urobiť veľa, ak pracujete opatrne, ale bohužiaľ to niekedy nestačí. Nikto sa nevie ochrániť pred určitými nehodami – ale môžeme sa pokúsiť pripraviť sa na ne.
Obstaraním našich očných spŕch urobíte pre to maximum!

Rozhodujúci moment
Ak sa stane nehoda oka, môže ísť o sekundy, či prídete o zrak alebo nie. Preto je dôležité, aby bola fľaša na vyplachovanie oči v blízkosti takých pracovísk, kde je vysoké nebezpečie poranenia zraku cudzím telesom, tekutinou či prachom alebo dymom

Efektívne riešenia pri výplachu očí
Výplach očí Plum je vhodný na riešenie mechanických poranení, pH Neutral rýchlo neutralizuje silné kyseliny a lúhy, ktoré sa dostali do oka.

Flexibilné riešenia
Široký výber produktov zabezpečuje optimálne riešenia, ktoré sa prispôsobujú vašim nárokom. Môžete si vybrať z väčších staníc, ktoré sa dajú namontovať priamo na mieste výkonu práce, alebo si môžete zvoliť menšie prenosné výrobky, ktoré sa dajú namontovať do nákladného auta, dajú sa skladovať v boxe na náradie, v lekárničke alebo sa dajú prenášať na opasku.

Sterilný a hygienický
Expiračná doba je trojročná odo dňa výroby v neporušenom balení. Dátum poslednej spotreby je na etikete fľaše.

Ľahké a rýchle použitie
Systém bol vyvinutý tak, aby ste si dokázali vypláchnuť oči čo najľahšie a najrýchlejšie. Dva jednoduché pohyby a fľaša je pripravená k výplachu. Jednoznačný návod na použitie s obrázkami na nádobách a staniciach vám umožní jednoduché a bezpečné použitie.

Užívateľská bezpečnosť na vysokej úrovni
Vďaka ergonomickému tvarovaniu vrchnáka fľaše je zaručené jednoduché a rýchle vymytie oka a zároveň aj odvod použitej tekutiny. Výplachy očí prvej pomoci Plum sú sterilné a majú certifikát CE platný pre lekárske zariadenia.

pH Neutral
Dokázaná bezpečnosť a účinok

Chemikálie sa môžu dostať do očí v práškovej, tekutej a plynnej forme. Ak akumulátor auta vybuchne, kyselnia môže spôsobiť vážne zranenie oka. Niekoľkými kvapkami lúhu môžeme stav len zhoršiť, lebo sa môže za krátky čas poškodiť celá plocha rohovky.

Vážnosť popálenín spôsobenými leptavými látkami závisí predovšetkým od nasledovného:

- Od koncentrácie chemikálie – najleptavejšie sú silné kyseliny a lúhy.
- Od teploty – vyššia teplota môže znásobiť leptavý účinok chemikálií.
- Od doby kontaktu – čím je dlhšia doba kontaktu s chemickou látkou, tým hlbšie sa dostane do tkanív a miera poranenia bude vážnejšia.

Niekoľko sekúnd môže rozhodnúť o všetkom

V prípade nehôd očí spôsobených kyselinou alebo lúhom je najdôležitejšia rýchla neutralizácia kyseliny alebo lúhu na prirodzenú hodnotu pH 7,4. Najlepší účinok možno dosiahnuť vtedy, ak chemická látka ešte neprenikla do hlbších tkanív oka. Čím vyššia je koncentrácia kyseliny alebo lúhu, tým viac času je potrebných na vyplachovanie.

V záujme najoptimálnejšieho ošetrenia v prípade nehody, výplach očí má mať nasledovné vlastnosti:

- má byť ľahko dostupný
- rýchlo použiteľný
- účinný.

Výplach očí prvej pomoci má byť účinný

pH Neutral je 4,9%-ný fosfátový pufer, ktorý rýchlo a efektívne neutralizuje aj silné kyseliny a lúhy.
Tekutina sa vyrába z kyseliny fosforitej, ktorá je v ľudskom organizme prirodzene prítomná. Kyselina fosforečná, ako zložka pufera, neutralizuje kyseliny, kým druhá časť pufera, dihydrogénfosforečnan, neutralizuje lúhy. Ak by sme k výplachom používali vodu alebo 0,9%-ný soľný roztok, tým by sme len rozriedili kyseliny a lúhy, v tom prípade by sme preto potrebovali viac tekutiny a dlhší čas na vyplachovanie.

Počas našich in vitro testov v našom laboratóriu sme kontrolovali účinok pH Neutralu v prípade silných kyselín aj lúhov, v porovnaní s výplachom očí, ktorý obsahuje normálny 0,9%-ný chlorid sodný. Výsledky testov jasne ukázali, že pH Neutral neutralizoval kyselinu aj lúh na normálnu hodnotu pH.
Tradičný výplach očí rozriedil tekutinu, ale hodnotu pH zmenil iba v malej miere (viď. obr. č. 1.)
pHNeutral sme testovali aj v takých prípadoch, keď kyselina alebo lúh prenikol cez rohovku. pH Neutral aj v týchto prípadoch dokázal svoju neutralizačnú schopnosť, čo je veľmi dôležité v zastavení zhoršenia stavu v prípadoch vážnej nehody spôsobenej kyselinou alebo lúhom[2].

Odporúčané používanie pH Neutralu
Ako používať pH Neutral ?

pH Neutral je fľaša s tekutinou vytvorenou pre 2 minutové vyplachovanie očí počas prvej pomoci, ktorú môžete rovnako používať pri nehodách spôsobených kyselinou alebo lúhom. Cieľom je, aby sme jednou fľašou pH Neutralu neutralizovali hodnotu pH do bezpečného rozsahu. Po použití pH Neutralu odporučujeme, aby ste pokračovali vo vyplachovaní očí výplachom Plum, ktorý obsahuje 0,9%-ný soľný roztok až dovtedy, kým sa dostanete k lekárovi.
Testy vykonané nezávislými lekármi ukázali, že v prípade odporúčanej 2 minutovej doby vyplachovania, používanie pH Neutralu je bezpečné[3,4].


1) Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff..
2) Professor Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen,Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005
3) Corydon L, Hŕgsbro M, Cheeseman J, Jacobsen ME. Clinical Trial of Eye Irrigation with Buffer Solution. Clinical investigation report. Vejle Sygehus, 2003.
4) Damgaard AL, Hovendal MP, Scrŕder MP, Saxtorph H, Bollen P. First aid treatment of alkali eye burns with phosphate buffer does not cause corneal calcifications. Poster, EAPCCT XXIX International Congress in Stockholm, 2009.

Podľa požiadavky: všetky dokumentácie sú k dispozícii.



Rýchly, okamžitý a účinný zákrok zásadne ovplyvňuje mieru zranení a je značne dôležitý v prípadoch zranení spôsobenými kyselinami alebo lúhmi. Poranenia spôsobené leptavými látkami sú veľmi vážne a vytvoria sa veľmi rýchlo.

Obrázok č.1: Neutralizujúci účinok pH Neutralu



*A titration test made in laboratory (in vitro) by Plum A/S. The test was made by step wise adding pH Neutral and 0.9 % sodium chloride to a solution containing 1 drop of sulphuric acid 40 ml water respectively 1 drop of potassium hydroxide + 40 ml water. The change in pH value and the amount of rinsing fluid used were measured.

Veľkou prednosťou je, že pH Neutral sa účinne používa aj na ošetrenie menších zranení pokožky, spôsobených kyselinami a lúhmi.

Prispôsobuje sa vašim nárokom
pH Neutral vyrábame v praktickej malej 200 ml-vej nádobe, ktorú možno ľahko umiestniť v blízkosti výkonu práce, v boxe na náradie alebo v lekárničke. Na dôvažok pH Neutral možno zakúpiť aj v 1000 ml-vom balení s jedinečnou sprchovou hlavicou, ktorá zapezpečuje, aby ste v prípade potreby vedeli tekutinu rýchlo nastriekať na telo. V prípade obidvoch nádob sa odporučuje 2 minutové plynulé oplachovanie.


Niekoľko jednoduchých pohybov a ste pripravení na vyplachovanie očí.



- Uzáverom otočte v smere šípky dovtedy, kým sa poistný prstenec neodlomí.
- Hlavu zakloňte a vyplachujte oko.
- Oplachujte poranenú časť tela do vyprázdnenia fľaše

Ako predísť poraneniam?

Ak sa stane nehoda, je dôležité, aby sme účinne a za čo najkratší čas vypláchli oči, aby sme maximálne znížili mieru poranenia. Výber našich produktov je široký, poskytujeme tým možnosť zvolenia vhodného riešenia na vyplachovanie očí, čím môžete znížiť riziko poranení na tvašom pracovisku. V nasledovnom pláne prvej pomoci nájdete informácie o tom, ako a ktorými výrobkami Plum máte ošteriť oko v jednotlivých situáciách. Plán je možné objednať aj zvlášť.



Plán prvej pomoci pre nehody očí

ZNEČISTENIE A PORANENIE	ODPORÚČANÝ VÝPLACH	POKRAČOVANIE VO VYPLACHOVANÍ DO LEKÁRSKEHO ZÁKROKU	ODPORÚČANÁ DOBA VYPLACHOVANIA
Nečistota napr.: prach, špina, kov alebo piliny	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Cca. 5 minút, alebo do odstránenia cudzieho telesa
Kontakt očí s kyselinami	pH Neutral	Plum Eye Wash	Vyplachovať cca. 2 minúty
Kontakt očí s lúhmi	pH Neutral	Plum Eye Wash	Vyplachovať cca. 2 minúty
Iné poranenia	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Vyplachovať cca. 2 minúty
Kontak očí s kyselinami, s lúhmi a iné poranenia	pH Neutral	Plum Eye Wash	Kým nepríjemný pocit nepominie

Dôležité! V každom prípade vyplachujme oči jemným, pravidelným prúdom. Počas vyplachovania nádobu stláčame plynule, bez lisovania. Vo vyplachovaní pokračujme aj počas cesty k lekárovi.

Zranenie spôsobené chemikáliami
V prípade zranení spôsobených kyselinami alebo lúhmi poleptanie začne okamžite, ako sa škodlivá látka dostane do oka. V prípade takýchto zranení odporučujeme výplach očí pH Neutral.

Zranenia spôsobené mechanickými nečistotami
Čas je veľmi dôležitým faktorom aj v prípade zranení spôsobenými mechanickými nečistotami, ako sú napr. kov, piliny, prach alebo iné nečistoty. V takýchto prípadoch okamžité vypláchnutie môže ochrániť oko od poškrabania cudzími telesami, zabraňuje tým vytvoreniu ďalších vážnejších zranení. Vtedy je optimálnym riešením výplach očí Plum.

Nájdite si výrobok, ktorý vám vyhovuje!
Paletu našich výrobkov tvoria rôzne typy výplachov očí, ktoré sme vyvinuli pre rôzne typy zranení. Môžete si vybrať vhodný výrobok, alebo zostaviť aj vlastný program, vyhovujúci špeciálnym požiadavkam a zdrojom nebezpečenstva na vašom pracovisku.

Riešenia pre výplach očí pre prípad poranenia spôsobených mechanickými nečistotami

Výplach očí Plum, 200 ml



Praktická malá nádoba, ktorá obsahuje sterilný 0,9 %-ný roztok NaCl, pomocou ktorého viete z oka ľahko odstrániť mechanické nečistoty. Nádobu si môžete zobrať zo sebou v špeciálnej taške na opasok, v lekárničke alebo aj v boxe na náradie. Vyrábame ju s ergonomickým uzáverom, ktorý sa prispôsobuje očnej jamke.Vybavená je chráničom proti prachu a na etikete je uvedený podrobný návod na použitie.

Doba trvania výplachu: cca. 2 minúty
Číslo materiálu: 4701
Balenie: 10 x 200 ml

Výplach očí Plum, 500 ml



Fľaša so sterilným 0,9%-ným roztokom NaCl. Dodávame ju s ergonomickým uzáverom, prispôsobeným očnej jamke. Vybavená je chráničom proti prachu a na etikete je uvedený podrobný návod na použitie. Fľašu môžete používať v sade, alebo aj samostatne.

Doba trvania výplachu: cca. 5 minút
Číslo materiálu: 4702
Balenie: 12 x 500 ml

Očná stanica na výplach očí/sada s 2 fľašami



Rýchle riešenie pre vyplachovanie očí, ktoré môžete ľahko namontovať v blízkosti vášho pracoviska. Stanica je vybavená zrkadlom a ľahko prístupným návodom na použitie. Nie je vhodná na špinavé a prašné pracoviská.

Maximálna doba trvania výplachu: cca. 10 minút
Číslo materiálu: 4694
Balenie: 1 ks

Očná stanica na výplach očí/sada s 1 fľašou



Nástenná stanica s 1 x 500 ml-vým výplachom očí Plum a piktogramami, ktoré sa dajú namontovať zvlášť. Je vhodná na menšie a mobilné pracoviská, kde je potrebná okamžitá pomoc.

Maximálna doba trvania výplachu: cca. 5 minút
Číslo materiálu: 4704
Balenie: 1 ks

Očná stanica na výplach očí/sada s 2 fľašami



Box je vyrobený z prachotesného a nerozbitného polystyrénu. Obsahuje 2 x 500 ml Výplachu očí Plum. Odporučujeme na veľmi prašné a špinavé, resp. na mobilné pracoviská. Piktogram je na prednej časti boxu, vo vnútri je umiestnené zrkadlo. Boksz môže byť vyhrievateľný, adaptér možno na želanie objednať osobitne.

Maximálna doba trvania výplachu: cca. 10 minút
Číslo materiálu: 4703
Balenie: 1 ks

Riešenia pre vyplachovanie očí pre prípady nehôd spôsobených chemickými látkami

pH Neutral 200 ml



Praktická, malá fľaša so sterilným 4,9%-ným roztokom fosfátového puferu, ktorý neutralizuje povrch oka v prípade nehody spôsobenej chemickými látkami. Fľašu môžete ľahko prenášať v špeciálne navrhnutej taške na opasok alebo aj v boxe na náradie. Môžete ju doplniť aj do držiaku na stenu. Dodávame ju s ergonomickým uzáverom, ktorý pasuje do očnej jamky. Je vybavená chráničom proti prachu a na etikete je uvedený podrobný návod na použitie.

Maximálna doba trvania výplachu: cca. 2 minúty
Číslo materiálu: 4752
Balenie: 10 x 200 ml

Telová sprcha pH Neutral 1000 ml



1000ml-vá fľaša s 4,9%-ným fosfátovým puferom, ktorý rýchlo a efektívne neutralizuje aj veľmi silnú kyselinu alebo lúh v prípade kontaktu s očami alebo pokožkou. Je minimálne 50 krát účinnejšia ako voda. Fľaša je opatrená špeciálnou sprchovacou hlavicou, ktorá zabezpečuje, aby ste tekutinu v prípade nebezpečenstva vedeli rýchlo nastriekať na väčšiu plochu tela. Môžete ju umiestniť v blízkosti vášho pracoviska, v boxe na náradie alebo aj vnútri auta.

Maximálna doba trvania výplachu: cca. 2 minúty
Číslo materiálu: 4746
Balenie: 6 x 1000 ml

Sprchová stanica prvej pomoci pH Neutral



1000 ml-vý pH Neutral s nástenným držiakom a piktogramom, ktorý možno namontovať zvlášť. Môžete ju umiestniť v blízkosti vášho pracoviska, nevyžaduje si napojenie na vodovod. Je doplnkom k inštalovaným sprchám prvej pomoci a je vyslovene vhodná na okamžitý zásah v prípade nehody.

Maximálna doba trvania výplachu: cca. 2 minúty
Číslo materiálu: 4741
Balenie: 1 ks

Taška na opasok k 200ml-vej fľaše



Praktická taška na opasok, ktorú možnu upevniť rovnako na opasok, na montérky alebo na pracovné náradie (napr. upratovací stroj). V prípade nehody ju možno ľahko otvoriť, poskytuje pre fľašku bezpečnú a hygienickú ochranu.

Číslo materiálu: 4692
Balenie: 10 ks

Očná stanica na výplach očí/sada s pH Neutralom



Očná stanica na výplach očí s pH Neutralomje vyrobená z prachotesného a nerozbitného polystyrénu.
Obsahuje 500 ml pH Neutral a 500 ml Výplach očí Plum
Je vyslovene vhodná na miesta, kde je riziko nehôd spôsobených kyselinou alebo lúhom. Piktogram je na prednej časti boxu, vo vnútri je umiestnené zrkadlo. Je vyhrievateľný, adaptér možno objednať osobitne.

Maximálna doba trvania výplachu: pH Neutralom cca 2 minúty Výplachom očí Plum cca. 5 minút
Číslo materiálu: 4787
Balenie: 1 ks

Každá fľaša s výplachom očí je opatrená označením CE a expiračná doba je 3 roky od dátumu výroby.

Quick Fix



Nestrácajte čas pri ošetrovaní škrabnutí!

Je dobré, ak máte klasickú lekárničku na ošetreniu väčších úrazov, ale na pracoviskách sa denne stáva aj viacero drobných poranení. Na ich ošetrenie väčšinou postačí náplasť a umôžete pracovať ďalej. Systém prvej pomoci Quick-Fix, umožňuje rýchle ošetrenie týchto drobných poranení, bez zbytočnej straty času. Okrem toho systém je hygienický. Jednoducho sa používa. Je vždy poruke. Rýchlo nalepte – a upokračujte v práci !

Tento jedinečný dávkovač je základom systému :

- Umožňuje okamžitý prístup k náplastiam
- Poskytne pomoc pri väčšine nehôd rýchlo, jednoducho a hygienicky
- Manipulácia je možná aj s jednou rukou
- Môžete ho doplniť podľa požiadaviek potrebnými typmi náplastí
- Ľahko zistíte, ak je dávkovač prázdny a treba ho doplniť
- Krvácanie viete jednoducho zastaviť bez toho, aby ste znečistili ostatné náplasti
- Jednoduchá montáž
- Malá polička v dávkovači poskytuje miesto pre iné vybavenia prvej pomoci
- Náplasti sú balené po jednej
- Je uzamykateľný, otvárateľný iba špeciálnym kľúčom

Vodovzdorný



Dávkovač náplastí QuickFix 2 ks náhradného balenia vodovzdorných náplastí
Číslo materiálu: 5501
Balenie: 1 ks

QuickFix náhradné balenie vodovzdorných náplastí obsahuje 45 ks náplastí.
Číslo materiálu: 5511
Balenie: 6 x 45 kusov

Vodovzdorná náplasť je vodoodpudivá, preto je vyslovene vhodná na použitie na vlhkých a náročných pracoviskách. Náplasti sú vyrobené z materiálu PE, a tak umožňujú pokožke dýchať.

Pružná



Dávkovač náplastí QuickFix 2 ks náhradného balenia pružných náplastí
Číslo materiálu: 5502
Balenie: 1 ks

QuickFix náhradné balenie pružných náplastí obsahuje 45 ks náplastí
Číslo materiálu: 5512
Balenie: 6 x 45 kusov

Pružné náplasti sa prispôsobujú pokožke, preto je ich nosenie veľmi pohodlné. Sú vyrobené z príjemného materiálu, ktorý umožňuje pokožke dýchať.

S detekovateľnými kovovými vláknami



Dávkovač náplastí QuickFix 2 ks náhradného balenia náplastí s vykázateľnými kovovými vláknami.
Číslo materiálu: 5503
Balenie: 1 ks

QuickFix náhradné balenie náplastí obsahuje 45 ks náplastí s detekovateľnými kovovými vláknami
Číslo materiálu: 5513
Balenie: 6 x 45 kusov

Náplasti s detekovateľným kovovými vláknami obsahujú zapracované kovové vlákna, a tak sú detektorom kovov ľahko vykázateľné. Náplasti sú vyrobené z materiálu PE, tak umožňujú pokožke dýchať, okrem toho sú aj vodeodolné a sú šetrné k pokožke.

Pružná a vodovzdorná



Dávkovač náplastí QuickFix s náhradným balením 1 x pružných a 1 x vodovzdorných náplastí
Číslo materiálu: 5507. Balenie: 1 ks

Je kombináciou pružných a vodovzdorných náplastí, ktoré uspokojí na pracoviskách všetky nároky. Kombinované náplasti sa lepia na pokožku ako v mokrých tak aj v normálnych pracovných podmienkach.

Dávkovač QuickFix je len 23 cm široký a 13,5 cm vysoký. Napriek jeho malým rozmerom obsahuje 90 ks náplastí, a tak je možné ho namontovať na všetky také miesta, kde je najviac potrebný.

Praktické náhradné balenia možno skladovať v lekárničke alebo v odkladacom priestore auta, resp. na každom mieste, kde sa môžu vyskytnúť drobné poranenia.





Rýchlo späť do práce



Vytiahnite náplasť z dávkovača



Náplasť je okamžite pripravená k použitiu



Môžete ju nalepiť aj jednou rukou

Jednoduché riešenie

S novým QuickFix Mini môžete zabudnúť na časovo náročné a veľakrát ťažkopádne hľadanie náplastí! Malé a praktické balenie môžete vložiť do odkladacej priehradky auta, do boxu na náradie, do vrecka, do tašky či dámskej kabelky.

Číslo materiálu: 5504.
Balenie: 30 x 30 ks



Použite utierku na vyčistenie rany a môžete opäť pracovať!

Utierka na vyčistenie rany QuickClean



Číslo materiálu: 5551
Balenie: 11 x 40 ks

Škatuľka obsahuje 40 kusov utierok vhodných na vyčistenie rany. Všetky utierky sú zabalené po jednej a napustené sterilnou látkou. Môžeme ich používať po jednej,umiestnené v nástennom držiaku alebo v dávkovacej krabici
Rozmery utierok:
130 x 200 mm
Na balení utierok sa uvádza označenie CE.

Utierky na vyčistenie rany QuickClean s nástenným držiakom



Číslo materiálu: 5550
Balenie: 6 ks

Nástenný držiak obsahuje 40 kusov utierok na vyčistenie rany. Držiak je vhodný na umiestnenie v blízkosti pracoviska.

Všetky utierky sú zabalené po jednej a napustené sterilnou látkou.

Rozmery utierok: 130 x 200 mm

Na balení utierok sa uvádza označenie CE.

Nechajte QuickClean pracovať

Aj tie najmenšie škrabnutia a porezania treba vyčistiť pred umiestnením náplasti. Ak sa do rany dostane špina, hojenie rany je dlhšie a komplikovanejšie. S Quick Clean-om budete mať vždy po ruke čistú a vlhkú utierku.



Vyčistenie rany je také jednoduché



Vytiahnite jednu utierku z držiaka



Roztrhnite na boku obal a utierka je pripravená k použitiu



Vyčistite ranu rýchlo a účinne


Menším poraneniam sa nemožno vyhnúť, sú prirodzenými dôsledkami práce. Na druhej strane, ak sa účinne nevyčistia však môžu spôsobiť vážne komplikácie. Tomu sa ale dá jednoducho predísť.

Infekcie sú drahé

Aj tie najmenšie porezania môžu mať za výsledok napríklad zápal v prste, čo prinamenšom spôsobuje problém v každodennom výkone práce. Je to priveľká cena za také malé poranenie. Vyčistite si preto škrabance, porezania – aj keď vyzerajú byť neškodné.

Vhodná hygiena čistenia rany sa začína dostupnosťou

Základom vhodnej hygieny čistenia rany je, aby bol čistiaci prostriedok ľahko dostupný. Nie vždy je však na blízku voda, keď chcete vyčistit ranu. S QuickClean-om však máte možnosť na okamžité vyčistenie rán a porezaní rýchlo a hygienicky. Nástenný držiak sa dá umiestniť do bezprostrednej blízkosti pracoviska, čím budú utierky v prípade nehody ľahko dostupné.


plum
QuickFix
plum



Výplach očí, ktorý je vždy ľahko dostupný.

Zrkadlo uľahčuje posúdenie vážnosti poranenia a jednoduchšie vyplachovanie.

V tomto prípade sú aj náplaste vždy dostupné – hoci aj jednou rukou.

Vyčistenie rany je z hľadiska hygieny veľmi dôležité.

Rozmery:	515 mm x 300 mm
Číslo materiálu:	5102

Ľahko dostupná prvá pomoc

Systematická prvá pomoc

Integrovali sme najdôležitejšie prostriedky prvej pomoci. Môžete ich umiestniť na nebezpečné miesta vášho pracoviska, tam kde sú najviac potrebné.

Východiskom sú vaše potreby

Stanica prvej pomoci obsahuje 500 ml-ový výplach očí Plum, dávkovač Quick Fix so 45 ks vodovzdorných náplastí a 45 ks pružných náplastí a 45 ks Quick Clean utierok na vyčistenie rán. Na jednom mieste tak možno vyriešiť komplexné ošetrenie drobných poranení ako aj výplach očí. Stanica tak zabezpečuje rýchlu a jednoduchú prvú pomoc, čím poskytne vám aj vašim kolegom pocit bezpečia.

Na záver, prvá pomoc je o tom, vedieť kde presne nájdete to čo vám môže pomôcť - čo najrýchlejšie ako je to len možné.

Urobte vaše pracovisko bezpečnejším s prostriedkami prvej pomoci, ktoré sa prispôsobia vašim požiadavkám

Ďalšie informácie: www.plum.sk

plum