Očné stanice a stanice prvej pomoci

Nádoba 200 ml-ová (0,9 %)
Roztok chloridu sodného
200 ml-ová nádoba s očnou misou a chráničom proti prachu



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 2 min.
Číslo materiálu: 4701
Kartón: 10 x 500 ml.

Nádoba 500 ml-ová (0,9 %)
Roztok chloridu sodného
500 ml-ová nádoba s očnou misou a chráničom proti prachu



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 5 min.
Číslo materiálu: 4702
Kartón: 12 x 500 ml.

Nádoba 200 ml-ová
pH Neutral 4,9 %
Fosfátový roztok
200 ml-ová nádoba s očnou misou a chráničom proti prachu



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 2 min.
Číslo materiálu: 4753
Kartón: 20 x 200 ml.

Nádoba 1000 ml-ová
pH Neutral 4,9 %
Fosfátový roztok
1000 ml-ová nádoba s očnou misou a chráničom proti prachu



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 2 min.
Číslo materiálu: 4746
Kartón: 6 x 1000 ml.

Taška na opasok k 200 ml-vým ádobám
Taška na opasok so suchým zipsom a piktogramom



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 2 min.
Číslo materiálu: 4692
Kartón: 1 ks

Výplachy očí pre ochranu práce

Nástenný držiak pre nádobu
na výplach očí s 1 fľašou
1 x 500 ml nádoba s držiakom na stenu a piktogramom



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 5 min.
Číslo materiálu: 4704
Kartón: 1 ks

Nástenný držiak pre nádobu
na výplach očí s 2 fľašami
2 x 500 ml nádoba s držiakom na stenu zrkadlom, piktogramom a samostatnou tabuľou



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 2 min. /5 min. PH
Číslo materiálu: 4694
Kartón: 1 ks

Nástenný box pre nádoby
na výplach očí
2 x 500 ml v boxu namontovateľnom na sklenenú stenu so zrkadlom a piktogramom



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 10 min.
Číslo materiálu: 4703
Kartón: 1 ks

Stanica prvej pomoci v boxu
1 x 200 ml pH Neutral
1 x 500 ml nádoba s držiakom na stenu, so zrkadlom, piktogramom a samostatnou tabuľou



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 2 min. /5 min. PH
Číslo materiálu: 4787
Kartón: 1 ks

pH Neutral
Sprcha prvej pomoci na celé telo
1000 ml pH Neutral s držiakom na stenu a piktogramom



Odporúčená doba
trvania výplachu: cca. 2 min.
Číslo materiálu: 4741
Kartón: 10 ks

Objednať je možné :

PLUM



Fľaša na vyplachovanie očí

Máte iba dve oči,
dávajte si na ne pozor!

Dávajte si prísne pozor na bezpečnosť!

Niekoľko sekúnd môže rozhodnúť o všetkom!

Zrak je naším najdôležitejším zmyslovým vnemom.
V nešťastných prípadoch môže ísť len o sekundy, či stratíte zrak alebo nie. Preto môže byť životne dôležitý, aby ste sa k fľaši na výplach oči dostali rýchlo. Vzťahuje sa to rovnako na zranenia spôsobené lúhmi a kyselinami, keď sa zraneniu rohovky dôjde ihneď, ako sa oči s nečistotami stretnú. Čas je tiež veľmi dôležitý aj pri miernych zraneniach, rýchlo vykonané vymytie oka zabraňuje zaklineniu sa cudzieho telesa. Preto je dôležité, aby bola fľaša na vyplachovanie oči v blízkosti takých pracovísk, kde je nebezpečie poškodenia v dôsledku prachu a pod. Fľaša na výplach očí Plum je rýchlym a hygienickým riešením pre výplach oka v každej pracovnej fáze.



Fľaša na vyplachovanie očí Plum je rýchlym a hygienickým riešením pre výplach oka v každej pracovnej fáze.

- Systém bol vyvinutý tak, aby ste vedeli opláchnuť oči ľahko a rýchlo. 2 jednoduché pohyby a nádoba je hotová k výplachu. Ergonomický vrchnák fľaše na výplach oči zaručuje ľahké a efektívne vymytie oka a postará sa o odvedenie nečistoty. Jednoznačný návod na použitie na nádobe Vám umožňuje rýchle a správne použitie.
- Nádoba na vyplachovanie očí Plum obsahuje sterilný (0,9%-ný) roztok chloridu sodného, ktorý je ako vlastná tekutina oka, tak sa môže obísť vzniku pálčivého pocitu a ďalšiemu znečisteniu, ktoré je rizikom pri výplachu oka obyčajnou vodou. Pri zranení spôsobenými chemikáliami sa odporučuje používať pH Neutral, ktorý je streliný fosfátový buffer (4,9%), tento rýchlo neutralizuje silné kyseliny a lúhy a nastaví pôvodnú 7,4 %-nú pH hodnotu očnej tekutiny.
- Obsiahly program Vás ubezpečuje o najlepšom a pre Vás najoptimálnejšom riešení. Malé a veľké nádoby pripevnené na stenu na pracoviskách alebo malé nádoby ako mobilné riešenie do vrecka, v špeciálnej taške na opasku, v lekárničke.

Jednoduchosť - Bezpečnosť - Flexibilita

Návod na vyplachovanie a rôzne typy zranení



Dôležité:
Pri každom zranení oka sa tekutina pre výplach očí musí dostať do oka rovnomerne a primeraným tlakom. V každom prípade vyhľadajte lekársku pomoc a pokračujte vo vymývaní oka dovtedy, kým sa nedostanete k lekárovi.

Návod na vyplachovanie a rôzne typy zranení:

Mechanické zranenie: (prach, nečistota)	Cudzie teleso úplne vymyjeme z oka fľašou na výplach očí Plum. Potom vyhľadajme lekársku pomoc.
Kontakt očí s kyselinami	Vymývajme oko cca. 2 minúty s pH Neutralom a pokračujme v oplachovaní s fľašou na výplach očí Plum, kým sa lekársky zákrok neuskutoční.
Kontakt očí s lúhovinami	Vymývajme oko cca. 2 minúty s pH Neutralom a pokračujme v oplachovaní s fľašou na výplach očí Plum, kým sa lekársky zákrok neuskutoční.
Pri iných nehodách	Vymývajme oko fľašou na výplach očí Plum, kým nepríjemný pocit trvá. Potom sa obráťte na lekára.


Fľašu vyberieme z držiaku.


Chráničom očí krúťte v smere šípky dovtedy, kým sa poistný prstenec neodlomí.


Nachýľte hlavu dozadu a vyplachujte oko.